

KENDA®

DENTAL POLISHERS



coa

Soluciones®
Odontológicas
Integrales



FABRICAMOS PULIDORES
DESDE 1977



SUPERVISAMOS A FONDO
NUESTRO PROCESO DE FABRICACIÓN



SELECCIONAMOS CUIDADOSAMENTE
NUESTRAS MATERIAS PRIMAS



REALIZAMOS UN ESTRICTO CONTROL
DE CALIDAD



ESTAMOS CERTIFICADOS EN ISO
DESDE 1996




PULIDORES RECONOCIDOS
A NIVEL MUNDIAL

coadental.com

CONTORNEO
DE SUPERFICIES
RUGOSAS

ACABADO Y
PULIDO SUAVE

TERMINADO DE
ULTRA BRILLO




Paso 1 (blanco):
Contornea



Paso 2 (verde):
Suaviza



Paso 3 (rosa):
Pulido brillante



135°C/
275°F



max. 10'000rpm


- ★ Sistema con tres granos de tamaños diferentes
- ★ Cubre todo el proceso, desde el contorneo hasta el alto brillo
- ★ Flexible, se adapta a la superficie del diente
- ★ El pulidor blanco ayuda a dar acabado a los márgenes rápidamente

KEN001 - KIT CON 12 PZAS.






CONTORNEO
DE SUPERFICIES
RUGOSAS




ACABADO Y
PULIDO SUAVE



TERMINADO DE
ULTRA BRILLO



Pulidor verde para
remover rápidamente y
contornear



Pulidor rojo para
alisar y dar brillo



Pulidor violeta para
un brillo superior



max. 5'000rpm

- ★ Nuevas mini formas para mayor precisión
- ★ Mangos cónicos para mejor visibilidad
- ★ No necesitan montarse, no hay que atornillarlos ni usar broches
- ★ No hay pérdidas de tiempo para limpiar las copas
- ★ Eliminan la contaminación cruzada al ser desechables
- ★ Polishette produce resultados asombrosos para lograr superficies lisas de alto brillo
- ★ Mangos sólidos
- ★ No salpican, no necesitan pasta

KEN030 - KIT CON 24 PZAS.

CONTORNEO

PREPULIDO

ALTO BRILLO




ZIRCONIA Y CERÁMICAS

KENDA Z-SERIES

CONTORNEO
DE SUPERFICIES
RUGOSAS

ACABADO Y
PULIDO SUAVE

TERMINADO DE
ULTRA BRILLO



Paso 1 (violeta):
Contornea



Paso 2 (azul):
Suaviza



Paso 3 (limón):
Restaura el glaseado



- ★ Para todas las cerámicas incluyendo alúmina, zirconia y disilicato de litio
- ★ Alto contenido de diamante para un desempeño superior
- ★ Tres granos diferentes que cubren todo el proceso, desde el ajuste hasta el pulido de alto brillo
- ★ Los resultados suaves minimizan la abrasión del esmalte antagonista

KEN200 - KIT CON 3 PZAS.



HP

KEN205

KEN202

KEN208



KEN207

KEN204

KEN210



KEN206

KEN203

KEN209

KEN201 - KIT CON 9 PZAS.


ACRÍLICO

KENDA ACRYLIC BLUE

CONTORNEO
DE SUPERFICIES
RUGOSAS

ACABADO Y
PULIDO SUAVE

TERMINADO DE
ULTRA BRILLO



Paso 1 (azul oscuro):
Contornea



Paso 2 (azul claro):
Suaviza



Paso 3 (amarillo):
Da brillo



- ★ Sistema duradero y probado en el tiempo
- ★ 3 granos disponibles
- ★ El grano grueso permite realizar ajustes de manera fácil y rápida
- ★ El grano suave brinda un acabado suave y un excelente pulido

KEN230 - KIT CON 6 PZAS.



ACRYLIC DENTURE FINISHING SET

KENDA YELLOW LINE

- ★ Pulido final ideal para la clínica dental para realizar pequeños ajustes
- ★ El grano fino evita los ajustes excesivos
- ★ Rueda en espiral para facilitar el pulido de las áreas interdentes.



KEN250 - KIT CON 3 PZAS.



μ grano	color	rec.	max.
Medio	Amarillo	7,500 - 10,000 RPM	10,000 RPM
Refill de caja:	Presión:	Estaño:	
3	0,3 - 2N	HP, Acero inoxidable	



coa

Guadalajara

Lerdo de tejada No. 2473
Col. Arcos Sur, C.P. 44150
Guadalajara, Jal. México.
Tel: 01 (33) 5000 9999
Fax: 01 (33) 5000 9960
01 800 2481 COA

Ciudad de México

Odontología No. 82
Col. Copilco Universidad,
C.P. 04360, CDMX
Tel: 01 (55) 5000 9999
Fax: 01 (55) 5000 9972
01 800 0622 COA

Monterrey, NL

Venado No. 600, Col.
Mitras Centro C.P.
64460, Monterrey, NL
Tel: 01 (81) 4444 3020

Chile

Las Encinas 3296
Ñuñoa, Santiago, Chile
Fono: (562) 7905200

ATENCIÓN A ODONTOLÓGOS

01 800 COA (262) 5000



coadental.com